


Wb、If、Ihc、Elisa用抗Aifポリクローナル抗体 - O95831

商品番号: CM0016592



前書き

本AIFポリクローナル抗体（O95831）はWB、IF、IHC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのAIFと反応します。アポトーシスおよびミトコンドリアの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIF ウサギ pAb
備考／別名	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
対象種	ヒト
GeneID	9131
免疫原	ヒトAIF（NP_004199.1）のアミノ酸334～613番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95831
タンパク質分子量	67kDa
発送	氷袋