


抗Aifウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O95831

商品番号: CM0003665



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのAIFウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAIF（アポトーシス誘導因子1、ミトコンドリア）を認識します。アポトーシスおよびミトコンドリア代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIFウサギmAb
備考/別名	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9131
遺伝子ID	9131
免疫原	ヒトAIF (O95831) のアミノ酸450-550残基内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95831
タンパク質重量	67kDa
配送	アイスバッグ