

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Aif1/Iba1モノクローナル抗体 - P55008

商品番号: CM0007675



前書き

ヒトAIF1/IBA1 (SWISS P55008) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交叉反応性があります。マクロファージ活性化、アクチン結合、および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIF1/IBA1 Rabbit PolymAb®
備考/別名	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	199
GeneID	199
免疫原	ヒトAIF1/IBA1 (NP_001614.3) のアミノ酸1-147に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55008
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ