

Anti-Aif1/Iba1 マウスモノクローナル抗体（Wb, If, Ihc-P, Elisa用） - O70200

商品番号: CM0012210



前書き

AIF1/IBA1 (AIF-1, Iba1)

ターゲットのマウスモノクローナル抗体。WB、IF、IHC-

P、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アクチン結合およびマクロファージ機能に与する約17

kDaのタンパク質を検出します。炎症および免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIF1/IBA1 Mouse mAb
備考/別名	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	199
遺伝子ID	11629
免疫原	マウスAIF1/IBA1の組換えタンパク質。
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O70200
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ