

Wb、If-P、Elisa用 抗Aif1/Iba1ポリクローナル抗体 - P55008

商品番号: CM0016597



前書き

ヒトAIF1/IBA1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。マクロファージ活性化および血管炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIF1/IBA1 Rabbit pAb
備考/別名	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	199
遺伝子ID	199
免疫原	ヒトAIF1/IBA1 (NP_001614.3) のアミノ酸1-147に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55008
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋