

抗Aif1/Iba1ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P55008

商品番号: CM0020763



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのヒトAIF1/IBA1ウサギポリクローナル抗体。マクロファージの活性化、血管炎症、リンパ球遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIF1/IBA1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	199
GeneID	199
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトAIF1/IBA1のアミノ酸1-147に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001614.3))
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P55008
タンパク質重量	17kDa
配送	アイスバッグ