

抗Aifm2/Fsp1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Brq8

商品番号: CM0006512



前書き

抗AIFM2/FSP1ウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済みです。フェロトーシス抑制因子1（FSP1）を標的とし、フェロトーシスの主要な阻害剤です。分子量は41kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIFM2/FSP1 ウサギ mAb
備考／別名	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84883
GeneID	84883
免疫原	ヒトAIFM2/FSP1 (NP_116186.1) のアミノ酸43-371に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BRQ8
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ