

Anti-Aifm2/Fsp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

商品番号: CM0016848



前書き

ヒトAIFM2/FSP1（フェロトーシス抑制タンパク質1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。フェロトーシスおよびレドックス生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIFM2/FSP1 Rabbit pAb
備考/別名	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
種	ヒト
GeneID	84883
免疫原	ヒトAIFM2/FSP1/AMID/AMID (NP_116186.1) のアミノ酸43-371に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BRQ8
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋