


Anti-Aim2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q91Vj1

商品番号: CM0023590



前書き

Western blotおよびELISAで検証されたAnti-Aim2ウサギポリクローナル抗体。マウスAim2を検出し、ラットと交差反応します。インフラマソーム活性化、DNA損傷応答、および腫瘍抑制機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Aim2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	Gm1313; Ifi210; Aim2
種	マウス
遺伝子ID	383619
免疫原	マウスAim2（NP_001013801.2）のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q91VJ1
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスパック