


Wb、If/Icc、Elisa用抗Aim2ウサギポリクローナル抗体 - O14862

商品番号: CM0025816



前書き

ヒトAIM2に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のAIM2を検出し、インフラマソームおよび自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIM2 Rabbit pAb
備考／別名	PYHIN4; AIM2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9447
GeneID	9447
免疫原	合成ペプチド ヒトAIM2 (NP_004824.1) のアミノ酸130-337位内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14862
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤