


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Aimp1ポリクローナル抗体 - Q12904

商品番号: CM0027083



前書き

ヒトAIMP1を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのAIMP1を検出し、血管新生、炎症、tRNA合成酵素生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIMP1 ウサギ pAb
備考/別名	p43; HLD3; EMAP2; SCYE1; EMAPII; AIMP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9255
遺伝子ID	9255
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAIMP1 (NP_001135888.1) のアミノ酸25~180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12904
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋