

WbおよびElisa用Anti-Aipウサギポリクローナル抗体 - O00170

商品番号: CM0017277



前書き

ヒトAIP（ARA9/XAP2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。AHRシグナル伝達およびHBV Xタンパク質制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIP Rabbit pAb
備考/別名	ARA9, XAP2, PITA1, XAP-2, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, AIP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9049
遺伝子ID	9049
免疫原	ヒトAIP（NP_003968.3）のアミノ酸1-330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O00170
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスパック