


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Aipl1ポリクローナル抗体 - Q9Nzn9

商品番号: CM0029660



前書き

ヒトAIPL1 (aryl-hydrocarbon-interacting protein-like

1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF /ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。視覚研究およびレーバー先天黒内障の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIPL1 Rabbit pAb
備考/別名	LCA4; AIPL2; AIPL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23746
GeneID	23746
免疫原	ヒトAIPL1 (NP_055151.3) のアミノ酸1-384に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NZN9
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ