


Wb、If/Icc、Elisa用抗Aireポリクローナル抗体 - O43918

商品番号: CM0020375



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ由来AIREポリクローナル抗体。胸腺性自己寛容に関与する自己免疫調節因子（APECEDタンパク質）を標的とします。SWISS: O43918。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	AIRE Rabbit pAb
備考／別名	APSI; APSI; PGA1; AIRE1; APECED; AIRE
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	326
免疫原	ヒトAIRE（NP_000374.1）のアミノ酸30～130領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43918
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷剤