

Wb、Ip、Elisa用 抗Ajubaウサギモノクローナル抗体（Kd検証済み） - Q96If1

商品番号: CM0006429

前書き

ヒトAjuba (JUB)

に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、ELISA用にKD検証済みです。ヒトおよびラットのAjuba (57 kDa)

を検出します。細胞接着、細胞骨格ダイナミクス、転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] Ajuba ウサギ mAb
備考/別名	JUB; [KD検証済み] Ajuba
種	ヒト
GeneID	84962
免疫原	ヒトAjuba (NP_116265.1) のアミノ酸201-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96IF1
タンパク質分子量	57kDa
発送	アイスバッグ