


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ak1ウサギポリクローナル抗体 - P00568

商品番号: CM0014544



前書き

ヒトアデニル酸キナーゼ1（AK1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-

P、ELISAに適しています。細胞エネルギーホメオスタシスおよびアデニンヌクレオチド代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AK1 Rabbit pAb
備考／別名	HTL-S-58j; AK1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	203
GeneID	203
免疫原	ヒトAK1（NP_000467.1）のアミノ酸1～194に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00568
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ