

WbおよびElisa用 Anti-Ak2 ポリクローナル抗体 - P54819

商品番号: CM0026304



前書き

ヒトAK2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ミトコンドリアエネルギー恒常性、ヌクレオチド代謝、造血の研究に有用。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AK2 ウサギ pAb
備考/別名	ADK2; AK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	204
GeneID	204
免疫原	ヒトAK2 (NP_001616.1) のアミノ酸1-232に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P54819
タンパク質分子量	26kDa
輸送	アイスバッグ