


抗Ak3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Uij7

商品番号: CM0029827



前書き

ヒトAK3に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアアデニル酸キナーゼ研究や代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AK3 ウサギ pAb
備考／別名	AK6; FIX; AK3L1; AKL3L; AKL3L1; AK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50808
GeneID	50808
免疫原	ヒトAK3（NP_057366.2）のアミノ酸1～227番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UIJ7
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	氷袋