


Wb、Ip、Elisa用 Anti-Ak4 ウサギポリクローナル抗体 - P27144

商品番号: CM0018329



前書き

WB、IP、ELISAで検証済みのAK4ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのミトコンドリアアデニル酸キナーゼ4（AK4）を検出します。細胞のエネルギー恒常性における重要な酵素です。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AK4 ウサギ pAb
備考／別名	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; AK4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	205
GeneID	205
免疫原	ヒトAK4（NP_037542.1）のアミノ酸1-223に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P27144
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ