

Anti-Ak7ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q96M32

商品番号: CM0015163

前書き

ヒトAK7（アデニル酸キナーゼ7）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットで検証済み。繊毛機能およびヌクレオチド代謝の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AK7 Rabbit pAb
備考/別名	AK 7; FAP75; CFAP75; SPGF27; AK7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	122481
遺伝子ID	122481
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
Q96M32	
タンパク質分子量	83kDa
配送方法	アイスパック