

抗Akap14 (Akap28) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q86Un6

商品番号: CM0003729

前書き

ヒトAKAP14 (AKAP28, PRKA14) に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、PKAアンカリングと繊毛機能に関する研究に適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKAP14ウサギmAb
備考／別名	AKAP28, PRKA14, AKAP14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	158798
GeneID	158798
免疫原	ヒトAKAP14 (Q86UN6) のアミノ酸70-150に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86UN6
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ