

## Wb、If-P、Elisa用抗Akap4ウサギポリクローナル抗体 - Q5Jqc9

商品番号: CM0014955

### 前書き

ヒトAKAP4（A-キナーゼアンカータンパク質4）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。約94 kDaの精巣特異的精子線維鞘タンパク質を検出します。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | AKAP4ウサギpAb                                                         |
| 備考／別名      | HI; p82; CT99; FSC1; PRKA4; AKAP-4; AKAP82; AKAP 82; hAKAP82; AKAP4 |
| 種          | ヒト                                                                  |
| GeneID（ヒト） | 8852                                                                |
| GeneID     | 8852                                                                |
| 免疫原        | ヒトAKAP4（NP_003877.2）のアミノ酸189～340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質                |
| 由来         | ウサギ                                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                           |
| 用途         | WB、IF-P、ELISA                                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                          |
| SWISS      | Q5JQC9                                                              |
| タンパク質分子量   | 94 kDa                                                              |
| 配送         | 保冷バッグ                                                               |