


Wb、Elisa用Anti-Akap5ウサギポリクローナル抗体 - P24588

商品番号: CM0014055



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質なウサギポリクローナル抗AKAP5抗体です。cAMPシグナル伝達およびシナプス可塑性に参与する足場タンパク質である、ヒトおよびマウスのAKAP5を認識します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKAP5ウサギpAb
備考／別名	H21 ; AKAP75 ; AKAP79 ; AKAP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9495
免疫原	ヒトAKAP5 (NP_004848.3) のアミノ酸1～270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P24588
タンパク質分子量	47kDa
配送	保冷剤