

Wb、Elisa用Anti-Akap7ウサギポリクローナル抗体 - O43687 / Q9P0M2

商品番号: CM0014882

前書き

ヒトAKAP7（A-キナーゼアンカータンパク質7）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。マウスおよびラットのオルソログを検出し、PKAを介したシグナル伝達の研究に役立ちます。 - O43687 / Q9P0M2

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKAP7ウサギpAb
備考／別名	AKAP15、AKAP18、AKAP7
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9465
GeneID	9465
免疫原	ヒトAKAP7（NP_004833.1）のアミノ酸1～81に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O43687/Q9P0M2
タンパク質分子量	8kDa/11kDa/39kDa
配送	保冷バッグ