

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Akap8 ウサギポリクローナル抗体 - O43823

商品番号: CM0031066

前書き

ヒトAKAP8（AKAP95）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。クロマチン凝縮、細胞周期調節、PKAシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKAP8 ウサギ pAb
備考/別名	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10270
GeneID	10270
免疫原	ヒトAKAP8（NP_005849.1）のアミノ酸480-692に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43823
タンパク質分子量	76kDa
輸送	保冷バッグ