

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Akap8 ウサギポリクローナル抗体 - O43823

商品番号: CM0021837

### 前書き

ヒトAKAP8（AKAP95）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しており、ヒトおよびラットと交差反応性を示します。クロマチン凝縮および細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                           |
|-------------|---------------------------------------------|
| 製品名         | AKAP8 ウサギ pAb                               |
| 備考/別名       | AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8     |
| 種           | ヒト                                          |
| GeneID (ヒト) | 10270                                       |
| GeneID      | 10270                                       |
| 免疫原         | ヒトAKAP8（NP_005849.1）のアミノ酸592-692に対応する合成ペプチド |
| 由来          | ウサギ                                         |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                   |
| 適用          | WB, IHC-P, ELISA                            |
| 交差反応性       | ヒト、ラット                                      |
| SWISS       | O43823                                      |
| タンパク質分子量    | 76kDa                                       |
| 発送          | 保冷バッグ                                       |