


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 抗Akr1A1ポリクローナル抗体 - P14550

商品番号: CM0017040



前書き

ヒトAKR1A1に対するウサギポリクローナル抗体で、
ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウス
およびラットと交差反応します。アルデヒド解毒およ
び薬物代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1A1 ウサギ pAb
備考・別名	ALR, ARM, DD3, ALDR1, HEL-S-6, AKR1A1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10327
遺伝子ID	10327
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAKR1A1 (NP_006057.1) のアミノ酸1〜325番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14550
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	保冷剤