

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Akr1A1ウサギポリクローナル抗体 - P14550

商品番号: CM0014400



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのヒトAKR1A1ポリクローナル抗体。解毒およびカルボニル還元に関与するアルドケト還元酵素を検出します。ヒト、マウス、ラットに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1A1ウサギpAb
備考/別名	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; AKR1A1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	10327
GeneID	10327
免疫原	ヒトAKR1A1 (NP_006057.1) のアミノ酸1〜325に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14550
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ