

Wb・Elisa用 抗Akr1A1 ウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済] - P14550

商品番号: CM0024241



前書き

ヒトAKR1A1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済み、マウスおよびラットと交差反応性を示します。アルドケト還元酵素の機能、解毒作用、S-ニトロシル化調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済] AKR1A1 ウサギpAb
別名	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; A1
対象種	ヒト
遺伝子ID	10327
免疫原	ヒトAKR1A1 (NP_006057.1) のアミノ酸1-325番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14550
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	氷袋