


Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Akr1B1モノクローナル抗体 - P15121

商品番号: CM0006693



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用のAKR1B1（アルドース還元酵素）に対するウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのAKR1B1タンパク質（約36 kDa）を検出し、代謝および糖尿病合併症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1B1 ウサギmAb
別名	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	231
GeneID	231
免疫原	合成ペプチド：ヒトAKR1B1（NP_001619.1）のアミノ酸50～150番目の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15121
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤