


Wb・Elisa用抗Akr1B1ポリクローナル抗体 - P15121

商品番号: CM0015909



前書き

ヒトAKR1B1（アルドース還元酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで実証済み、マウスと交差反応性あり。代謝研究や糖尿病合併症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1B1 ウサギpAb
備考/別名	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	231
GeneID	231
免疫原	ヒトAKR1B1 (NP_001619.1) のアミノ酸1-316に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P15121
タンパク質分子量	36kDa
配送方法	保冷剤