


Wb用抗Akr1B1ウサギポリクローナル抗体 - P15121

商品番号: CM0022457



前書き

ヒトAKR1B1（アルドース還元酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ポリオール経路の研究および糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1B1ウサギpAb
備考／別名	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	231
GeneID	231
免疫原	ヒトAKR1B1（NP_001619.1）のアミノ酸1～316に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15121
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷バッグ