


Wb、Ip、Elisa用抗Akr1B10ポリクローナル抗体 - O60218

商品番号: CM0027070



前書き

ウサギ由来のポリクローナル抗体で、ヒト・マウス・ラットのAKR1B10（ARL-1）を標的とします。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。アルドケト還元酵素ファミリー1メンバーB10（36 kDa、O60218）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1B10 Rabbit pAb
別名	HIS; HSI; ARL1; ARL-1; ALDRLn; AKR1B11; AKR1B12; AKR1B10
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57016
遺伝子ID	57016
免疫原	ヒトAKR1B10（NP_064695.3）のアミノ酸1-316に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60218
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤