


Wb、Elisa用 Anti-Akr1C1 ポリクローナル抗体 - Q04828

商品番号: CM0017656



前書き

AKR1C1ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと反応します。ステロイド代謝およびニューロステロイド研究に最適です。全長ヒトAKR1C1をカバーする組換え免疫原から調製されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1C1 ウサギ pAb
備考/別名	C9; DDI; DDH; DDH1; H-37; HBAB; MBAB; HAKRC; DDI/DD2; 2-ALPHA-HSD; 20-ALPHA-HSD; AKR1C1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1645
GeneID	1645
免疫原	ヒト AKR1C1 (NP_001344.2) のアミノ酸1-323に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q04828
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ