


抗Akr1C2ポリクローナル抗体（ウサギPab）Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途 - P52895

商品番号: CM0014354



前書き

CamelBioはWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が確認された高品質な抗AKR1C2ウサギポリクローナル抗体を提供します。ヒト、マウス、ラットと反応し、37kDaのタンパク質を検出します。ステロイド代謝およびホルモン研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1C2 ウサギpAb
別名	DD; DD2; TDD; BABP; DD-2; DDH2; HBAB; HAKRD; MCDR2; SRXY8; DD/BABP; AKR1C-pseudo; AKR1C2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1646
GeneID	1646
免疫原	ヒトAKR1C2（NP_995317.1）のアミノ酸1～323番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52895
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷剤