


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Akr1C3ポリクローナル抗体 - P42330

商品番号: CM0020497



前書き

ヒトAKR1C3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。アンドロゲン代謝、ステロイドホルモンシグナル伝達、およびホルモン依存性がんの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1C3 Rabbit pAb
備考/別名	DD3, DDX, PGFS, HAKRB, HAKRe, HA1753, HSD17B5, hluPGFS, AKR1C3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8644
GeneID	8644
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P42330
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋