


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Akr1C3ウサギポリクローナル抗体 - P42330

商品番号: CM0014800



前書き

ヒトAKR1C3（P42330）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに使用できます。ヒト、マウス、ラットのAKR1C3を検出します。ステロイドホルモン代謝およびがん生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1C3ウサギpAb
備考／別名	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8644
免疫原	ヒトAKR1C3（NP_003730.4）のアミノ酸1〜323に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42330
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷剤