


Wb、Elisa用抗Akr1C4ウサギポリクローナル抗体 - P17516

商品番号: CM0030817



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAKR1C4ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのAKR1C4（P17516）と反応します。ステロイドホルモン代謝や神経ステロイド経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1C4 ウサギ pAb
備考/別名	C11; CDR; DD4; CHDR; DD-4; HAKRA; 3-alpha-HSD; AKR1C4
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1109
遺伝子ID	1109
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17516
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	氷袋