


WbおよびElisa用抗Akr7A2ウサギポリクローナル抗体 - O43488

商品番号: CM0018729



前書き

ヒトAKR7A2（AFAR/AKR7）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットティングおよびELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応します。アフラトキシンB1解毒、コハク酸セミアルデヒド代謝、 γ -ヒドロキシ酪酸生成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR7A2 Rabbit pAb
備考/別名	AFAR; AKR7; AFAR1; AFB1-ARI; AKR7A2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	8574
GeneID	8574
免疫原	組換えタンパク質（ヒトAKR7A2（NP_003680.2）のアミノ酸100～359番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43488
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤