

Wb、Elisa用抗Akr7A3ウサギポリクローナル抗体 - O95154

商品番号: CM0031050



前書き

ヒトAKR7A3に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。解毒に関与するアフラトキシンB1アルデヒド還元酵素を標的としており、細胞解毒および毒素代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR7A3 Rabbit pAb
備考/別名	AFAR2; AKR7A3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22977
GeneID	22977
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAKR7A3 (NP_036199.2) のアミノ酸1〜331に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95154
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷剤