

Anti-Akt1 (リン酸化 T308) ウサギ Mab (Wb, Elisa用) - P31749

商品番号: CM0001387



前書き

Thr308でリン酸化されたヒトAKT1を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。PI3K/AKTシグナル伝達、アポトーシス、および細胞代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Akt-T308 Rabbit mAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-Akt-T308
種	ヒト
GeneID	207
免疫原	合成ペプチド: ヒトPhospho-Akt-T308 (NP_005154.2) のT308周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスパック