

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Anti-Akt1ポリクローナル抗体 - P31749

商品番号: CM0016417



前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済みの高品質なAKT1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAKT1（約56 kDa）を検出します。PI3K/AKTシグナル伝達、細胞生存、およびがん生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	AKT1 Rabbit pAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	207
GeneID	207
免疫原	ヒトAKT1 (NP_005154.2) のアミノ酸350-480領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56 kDa
配送	アイスバッグ