

Anti-Akt1/2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc、Elisa用） - P31749 / P31751

商品番号: CM0010853



前書き

ヒトAKT1およびAKT2を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。がんおよび代謝研究におけるAKTシグナル伝達の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	AKT1/2 Rabbit mAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT1/2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	207/208
GeneID	207/208
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749/P31751
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ