

Anti-Akt1/Akt2/Akt3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P31749/P31751/Q9Y243

商品番号: CM0024318



前書き

AKT1/AKT2/AKT3に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。がん、代謝、細胞生存におけるAKTシグナリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKT1/AKT2/AKT3 Rabbit pAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
免疫原	ヒトAKT1/AKT2/AKT3 (NP_005154.2) のアミノ酸1-123に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋