


Wb、Elisa用抗Akt1S1/Pras40モノクローナル抗体 - Q96B36

商品番号: CM0011445



前書き

ヒトAKT1S1/PRAS40に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。mTORC1シグナル伝達研究に最適です。タンパク質分子量：27 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKT1S1/PRAS40ウサギmAb
備考／別名	Lobe ; PRAS40 ; AKT1S1/PRAS40
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84335
GeneID	84335
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96B36
タンパク質分子量	27 kDa
輸送	保冷バッグ