


Anti-Akt1S1/Pras40 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応) - Q96B36

商品番号: CM0030710



前書き

mTORC1の主要な負の制御因子であるAKT1S1/PRAS40を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。分子量27kDa。細胞増殖およびがん研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKT1S1/PRAS40 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84335
GeneID	84335
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96B36
タンパク質重量	27kDa
配送	アイスバッグ