


Wb用抗Akt2モノクローナル抗体 - P31751

商品番号: CM0006921



前書き

ヒトAKT2 (P31751) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたPI3K/AKTシグナル伝達、糖代謝、細胞生存の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKT2 ウサギmAb
備考/別名	PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	208
遺伝子ID	208
免疫原	合成ペプチド：ヒトAKT2のアミノ酸390～490番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31751
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷剤