

Wb、Elisa用抗Akt3モノクローナル抗体 - Q9Y243

商品番号: CM0007622



前書き

ヒトAKT3を標的とするウサギモノクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのAKT3と反応します。AKTシグナル伝達、がん、代謝、および脳の発達に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKT3 Rabbit mAb
備考/別名	MPPH; PKBG; MPPH2; PRKBG; STK-2; PKB-GAMMA; RAC-gamma; RAC-PK-gamma; AKT3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10000
免疫原	ヒトAKT3 (NP_005456.1) のアミノ酸93-154に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y243
タンパク質分子量	56kDa
配送	保冷バッグ