

抗Akt3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y243

商品番号: CM0017904



前書き

ヒトAKT3（RAC-ガンマセリン/スレオニンプロテインキナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証されており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。脳発生および癌におけるAKTシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	AKT3 Rabbit pAb
備考・別名	MPPH, PKBG, MPPH2, PRKBG, STK-2, PKB-GAMMA, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, AKT3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10000
遺伝子ID	10000
免疫原	ヒトAKT3 (NP_859029.1) のアミノ酸90～190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y243
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋