


Aladに対するウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P13716

商品番号: CM0030711



前書き

ヒトALAD（デルタアミノレブリン酸脱水酵素/ポルホビリノゲンシンターゼ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヘム生合成やポルフィリン代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALAD Rabbit pAb
別名	PBGS; ALADH; ALAD
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	210
遺伝子ID	210
免疫原	組換えタンパク質 ヒトALAD（NP_000022.3）のアミノ酸1〜330番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P13716
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	氷袋梱包